

受講生準備品 チェックリスト


カテゴリー	製品名	メーカー
1	ラバーダムクランプ	ラバーダムクランプ Hu-Friedy 26N
2	ラバーダムフレーム	フレーム
3	ラバーダムシート	ラバーダムシート
4	フロス (ノンワックス)	不問
5	クランプフォーセップ	クランプフォーセップ
6	ラバーダムパンチ	ラバーダムパンチ
7	アプリーケーター	ピンポイントアプリーケーター ブルー
8	ダイヤモンドピンセット	不問
9	ボンディングシステム	メガボンド、またはメガボンドFA
10	ブラシ	Microbrush super fine
11	探針	EXD11/12
12	ウエッジ	Wedjets (Yellow and Blue)
13	スクレーラー	SC J 2S-3S
14	縫合用絹糸	LA55G
15	抜糸ハサミ	不問
16	研磨用シリコンポイント	不問
17	研磨用ストリップス	不問
18	バイタインリング	パロデント ラウンドリング
19	レジン充填器	Carver IPC
20	フロアブルレジン	グレースフィル フロー
21	フロアブルレジン	グレースフィル ローフロー
22	フロアブルレジン	クリアフィル マジェスティ ES フロー (Low)
23	フロアブルレジン	ビューティフィルフロー F00(エフ、ゼロゼロ)
24	ペーストレジン	estelite Σ Quick WE
25	マトリックス	Adapt Sectional Matrix 透明タイプ イエロー、ブルー
26	ナノチップ	カーブニードル 内径0.15mm <a href="https://axel.as-1.co.jp/asone/d/61-3590-26/">https://axel.as-1.co.jp/asone/d/61-3590-26/</a>
27	V-30 チップホルダー	吉松宏泰先生にご連絡いただき、ご購入をお願いいたします。 mail@yoshimatsu.info
28	基本セット	表面反射ミラー、ピンセット、探針

※フロアブルレジン、実習中に、グレースフィル、クリアフィルマジェスティESの2種類あると良いですが、ご準備が難しい場合、どちらかをご用意いただければ問題ございません。

ビューティフィルフロー F00は必須です。


# Dr. Mitsuhashi Micropreparation Set (Restoration)

## 顕微鏡下での形成(充填用)バー



品番	F-008XL	F-010XL	F-012XL	Postcut26	BA-1XLff	BA-1fff	BA-1Lfff
ダイヤ粒子	Medium	Medium	Medium	Super Coarse	Extra Fine	Ultra Fine	Ultra Fine
I S O	001/009	001/011	001/013	207/011	008	008	010
ダイヤ長(mm)	0.7	0.9	1.1	2.5	1.8	1.8	2.4
最大径(mm)	0.9	1.1	1.3	1.1	0.8	0.8	1.0
全長(mm)	25.0	25.0	25.0	26.0	25.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	16	16	16	16	16	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	600	1,000	1,000	800
用途	隣接面等深い部分のカリエス除去			歯肉に近い部分、 深いカリエスの除去	歯頸部カリエスの 窩洞形成	充填後の咬合面の調整	

旧J.M.バーセット(F-008XL、F-010XL、F-012XL、Posutcut26、BA-1fff、BA-1Lfff)



品番	T.K.ロングバー No.1 (L=27)	C-179XL	C-179	E-180XL	E-180	A-181XLfff	A-181fff
ダイヤ粒子	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Ultra Fine	Ultra Fine
I S O	200/015	286/007	286/007	237/012	237/012	165/014	165/014
ダイヤ長(mm)	12.0	2.6	2.6	2.6	2.6	7.5	7.5
先端径(mm)	0.8	0.45	0.45	1.2(最大径)	1.2(最大径)	0.2	0.2
元径(mm)	1.5	0.73	0.73	0.73	0.73	1.4	1.4
角度(°)	3.5	-	-	-	-	-	-
全長(mm)	27.0	25	21	25	21	25	21
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	※1	16	30	16	16	16	30
医院価格 (円/本)	2,800 ※2	800	700	800	700	800	700
用途	髄腔開拓	裂溝の深い部分、 側室の高縁の整理	裂溝の浅い部分、 側室の高縁の整理	窩洞の深い 部分の形成	窩洞の浅い 部分の形成	形態修正	

包装単位: 13本セット(T.K.ロングバーNo.1を除く各形態1本入) ¥10,300 パースタンド付

単品: 各形態別に5本入

※1 TK.ロングバー最高回転数

根管形成: 増速FGコントラで10,000回転  
支台歯形成: 増速FGコントラで80,000回転

※2 発売元: 株式会社 包装単位: 3本入り ¥8,400

製造販売元: 株式会社日向和田精密製作所

東京都青梅市日向和田3-698

TEL0428(24)3711 FAX0428(24)3733

一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー

製造販売届出番号 13B3X00256000001、13B3X00256000004